

INFORMAZIONI PRELIEVO DI SANGUE PERIFERICO PER ANALISI GENETICHE

ESECUZIONE DEL PRELIEVO: per tutti i prelievi non è necessario il digiuno

Analisi citogenetica / FISH: prelevare 3-6 mL di sangue in Litio-Eparina (Provetta tappo verde scuro)

Analisi array-CGH / analisi molecolari: prelevare 3-6 mL di sangue in EDTA (Provetta tappo viola)

ATTENZIONE: a seconda del volume finale della provetta (sia EDTA che Litio-Eparina) è importante rispettare i corretti volumi di riempimento:

- provetta da 5 ml almeno 3 ml di sangue
- provetta da 10 ml almeno 6 ml di sangue

Per pazienti di età inferiore a 6 anni o per prelievi difficoltosi utilizzare le corrispondenti micro provette

Sulla provetta devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati del paziente, scritti mediante sistema informatico o in stampatello con caratteri chiari e indelebili:

- COGNOME E NOME
- DATA DI NASCITA
- DATA DEL PRELIEVO.

Per i pazienti afferenti al Punto prelievi S.Massimo o per i pazienti afferenti/ricoverati presso UO dell'AOUP, il personale che effettua il prelievo deve provvedere alla registrazione della richiesta nel sistema SSI

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE AL PRELIEVO:

- modulo di richiesta esame compilato in ogni sua parte
- consenso informato correttamente compilato in ogni sua parte e firmato dal Medico richiedente e dal paziente (o genitori in caso di minorenni o tutore legale, quando nominato)
- impegnative / autorizzazione Direzione Sanitaria
- fotocopia documento di identità e Tessera Sanitaria (solo per campioni spediti da strutture esterne)
- referti di test genetici eseguiti in precedenza e relazioni cliniche inerenti alla richiesta d'esame

LA MANCATA O PARZIALE COMPILAZIONE E INVIO DI TALE DOCUMENTAZIONE COMPORTERA' L'IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE ALL'ACCETTAZIONE DELL'ESAME RICHIESTO

CONSEGNA / SPEDIZIONE DEL CAMPIONE:

- I prelievi di sangue devono essere tenuti separati dalla documentazione cartacea e collocati in contenitori secondari e/o terziari idonei.
- I prelievi di sangue, conservati a temperatura ambiente, devono essere consegnati in Laboratorio ENTRO 24 ORE dal prelievo; in casi particolari o in caso di consegna oltre le 24 ore, è possibile la conservazione a +4°C e la consegna in Laboratorio al massimo ENTRO 72 ORE dal prelievo

N.B. si raccomanda di non conservare i prelievi a -20°C



INFORMAZIONI PRELIEVO DI SANGUE PERIFERICO PER ANALISI GENETICHE

- I prelievi che devono pervenire alla segreteria dell' UOC di Genetica ed Epidemiologia Clinica, devono essere inviati dal LUNEDÌ al VENERDÌ
 - entro le ore 13.00 per gli esterni all'AOUP
 - entro le ore 14.00 per gli interni all'AOUP
- I prelievi che vengono consegnati con il servizio di trasporto dell'Azienda Ospedale Università di Padova devono seguire le istruzioni operative Aziendali:
 - PR: Trasporto di materiale biologico ed altro materiale sanitario erogato dal STMS, dal SFO e dal STMOSA
 - IO Raccolta e invio campioni biologici da e per i laboratori dell'Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP)

Indirizzo di consegna / spedizione:

UOC Genetica ed Epidemiologia Clinica
Segreteria - Palazzina Clinica Pediatrica - 4°
piano
Via Giustiniani 3 - 35128 Padova

Per ulteriori informazioni:

Tel. 049 821 3513 (dal lunedì al venerdì
9.00-11.00)
laboratorio.genetica@aopd.veneto.it
www.aopd.veneto.it/AnalisiGenetiche