

## **INFORMAZIONI PRELIEVO DI TESSUTO ABORTIVO PER ANALISI GENETICHE**

**Si accettano prelievi di tessuto abortivo di gravidanze nel primo trimestre di gestazione; in caso di settimane di gestazione successive a 14sg., contattare il Laboratorio.**

### **ESECUZIONE DEL PRELIEVO:**

- verificare la disponibilità del contenitore con apposito terreno di coltura fornito dal Laboratorio (conservato a +4°C) e verificarne la data di scadenza riportata; se assente/terreno scaduto, preparare un contenitore sterile (es. contenitore per urinocoltura) contenente soluzione fisiologica sterile a T° ambiente
- in condizioni di sterilità separare la parte del corion frondoso (parte villare) dalla decidua (se visibile)
- trasferire il tessuto selezionato nel contenitore con terreno di coltura / soluzione fisiologica

Per richieste di analisi molecolari (es. QF-PCR, MLPA), è necessario inviare anche il prelievo di sangue periferico della paziente (vacutainer da 4ml con EDTA, tappo viola) allo scopo di eseguire analisi di esclusione di contaminazione materna.

Sulla provetta devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati del paziente, scritti mediante sistema informatico o in stampatello con caratteri chiari e indelebili:

- COGNOME E NOME
- DATA DI NASCITA
- DATA DEL PRELIEVO.

Per i pazienti ricoverati presso UO dell'AOUP, il personale della UO stessa deve provvedere alla registrazione della richiesta nel sistema SSI

### **DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE AL PRELIEVO:**

- modulo di richiesta esame compilato in ogni sua parte
- consenso informato correttamente compilato in ogni sua parte e firmato dal Medico richiedente e dal paziente (o genitori in caso di minorenni o tutore legale, quando nominato)
- impegnative / autorizzazione Direzione Sanitaria
- fotocopia documento di identità e Tessera Sanitaria (solo per campioni spediti da strutture esterne)
- referti dei test genetici eseguiti in precedenza e relazioni cliniche inerenti alla richiesta esame

**LA MANCATA O PARZIALE COMPILAZIONE E INVIO DI TALE DOCUMENTAZIONE COMPORTERA' L'IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE ALL'ACCETTAZIONE DELL'ESAME RICHIESTO**

### **CONSEGNA / SPEDIZIONE DEL CAMPIONE:**

- I campioni biologici devono essere tenuti separati dalla documentazione cartacea e collocati in contenitori secondari e/o terziari idonei.



## INFORMAZIONI PRELIEVO DI TESSUTO ABORTIVO PER ANALISI GENETICHE

- I campioni biologici, conservati a temperatura ambiente, devono essere consegnati in Laboratorio ENTRO 24 ORE dal prelievo (in caso di prelievo durante i giorni festivi deve essere conservato a +4°C e consegnato al massimo ENTRO 48 ORE ).
- I prelievi che devono pervenire alla segreteria della UOC di Genetica ed Epidemiologia Clinica, devono essere inviati dal LUNEDÌ al VENERDÌ
  - entro le ore 13.00 per gli esterni all'AOUP
  - entro le ore 14.00 per gli interni all'AOUP
- I prelievi che vengono consegnati con il servizio di trasporto dell'Azienda Ospedale Università di Padova devono seguire le istruzioni operative Aziendali:
  - PR: Trasporto di materiale biologico ed altro materiale sanitario erogato dal STMS, dal SFO e dal STMOSA
  - IO Raccolta e invio campioni biologici da e per i laboratori dell'Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP)

### Indirizzo di consegna / spedizione:

UOC Genetica ed Epidemiologia Clinica  
Segreteria - Palazzina Clinica Pediatrica - 4°  
piano  
Via Giustiniani 3 - 35128 Padova

### Per ulteriori informazioni:

Tel. 049 821 3513 (dal lunedì al venerdì  
9.00-11.00)  
laboratorio.genetica@aopd.veneto.it  
[www.aopd.veneto.it/AnalisiGenetiche](http://www.aopd.veneto.it/AnalisiGenetiche)