

## ISTRUZIONI PER ESECUZIONE ED INVIO PRELIEVI

### ANALISI GENETICA:

- ANALISI DI CITOGENETICA (Esame cromosomico) su **MATERIALE ABORTIVO**

### PRELIEVO presso:

- REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA

### Esecuzione del prelievo e conservazione del campione

- In condizioni di sterilità separare la parte del corion frondoso (parte villare) dalla decidua (se visibile).
- Mettere il tessuto nel contenitore con **terreno di coltura fornito dal Laboratorio di Citogenetica** (conservato a +4°C). Verificare prima la data di scadenza riportata.
- In mancanza del contenitore del laboratorio usare un contenitore sterile (va bene quello delle urine) contenente fisiologica sterile a Temperatura ambiente.
- **Conservare il campione a TEMPERATURA AMBIENTE e inviarlo al Laboratorio IL PRIMA POSSIBILE (MASSIMO 48 ORE in caso di tessuti raccolti durante giorni festivi).**
- **Sul contenitore devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati del paziente: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, DATA DI ESECUZIONE DEL PRELIEVO** scritti mediante sistema informatico o a stampatello con caratteri chiari e indelebili.

### Moduli da allegare al campione e Richiesta della prestazione

#### a) Modulo per richiesta di analisi genetiche e Modulo per il consenso informato

Tutte le prestazioni erogate dall'UOC Genetica ed Epidemiologia Clinica necessitano di specifica documentazione (Modulo per richiesta di analisi genetiche e Modulo per il consenso informato) compilata e firmata sia dal paziente (o genitore/tutore in caso di minorenni) che dal medico richiedente.

**La mancata o parziale compilazione di tale documentazione comporterà l'impossibilità di procedere all'accettazione dell'esame richiesto.**

#### b) Registrazione i Prelievi in SSI presso il Reparto richiedente

I codici da utilizzare sono **indicati nel Modulo per richiesta di analisi genetiche** (nella sezione *Codici per registrazione analisi in SSI*).

**N.B. I codici cambiano a seconda del tipo di test**

Analisi da richiedere: **“Esame cromosomico (cariotipo) standard da materiale abortivo”**

**LE ISTRUZIONI E I MODULI SONO SCARICABILI DAL SITO WEB:**

<https://www.aopd.veneto.it/AnalisiGenetiche>

### Invio del campione

- **I campioni devono essere tenuti separati dalla documentazione cartacea.**
- I campioni, conservati a temperatura ambiente, devono essere consegnati presso la **UOC di Genetica ed Epidemiologia Clinica (Palazzina Clinica Pediatrica - 4° piano)** (Tel. 049 821 3513 dal lunedì al venerdì 9.00-11.00).
- I campioni devono essere consegnati **dal LUNEDÌ al VENERDÌ, entro le ore 13.00.**

### Ritiro referti

Il referto sarà inviato al medico che ha richiesto il test genetico.

**N.B. Indicare come richiedenti solo medici strutturati dell'AOU Padova, NON medici specializzandi.**